



Wundversorgung Produkte

SPEZIALISIERTE CO-KREATION

Entwickelt und hergestellt in Absprache mit Gesundheitsdienstleistern weltweit, um funktionale, komfortable und benutzerfreundliche Produkte zu liefern.

ESSENTIELLE LEICHTIGKEIT

Unsere Wundversorgungsprodukte wurden mit Blick auf Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit entwickelt. Wir haben es uns zur Priorität gemacht, sicherzustellen, dass unsere Produkte einfach zu bedienen sind, damit Sie sich auf einen schnellen und effektiven Heilungsprozess konzentrieren können. Wir setzen auf intuitive Anwendung und benutzerfreundliches Design. Kurz gesagt; Wir haben alle Schritte unternommen, um dafür zu sorgen, dass Sie und Ihre Patienten ein Höchstmaß an Komfort, Bequemlichkeit und Wirksamkeit in der Wundversorgung erhalten.

VERBESSERT DAS TÄGLICHE LEBEN

Letztendlich trägt unser Wundversorgungsportfolio zu einer verbesserten Lebensqualität bei und ermöglicht es den Patienten, ihre täglichen Aktivitäten mit Komfort und Zuversicht fortzusetzen. Unser Ziel ist es, den Alltag für den Patienten und seine Betreuer zu verbessern. Unsere Produkte ermöglichen es dem Patienten die Kontrolle über seine Wundversorgung zu übernehmen und vermitteln ein Gefühl der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Dies kann besonders wichtig für diejenigen sein, die sich von einer Operation erholen oder chronische Wunden behandeln.

Vliesverband auf Rolle

MEDIPLAST bietet einen Vliesverband auf Rolle mit Trennpapier an. Auf passende Größe zuschneiden. Der Verband passt sich flexibel den Körperkonturen und Bewegungen an. Mit Vorteil bei warmen/schwitzenden Patienten anwendbar. Das Produkt ist nicht steril und sollte nicht auf offenen Wunden oder über IV Nadeln angewendet werden. Die Rolle ist einzeln in einer Spenderbox verpackt.



Vliesverband auf Rolle

Art.No	Beschreibung	Stationskasten	Trsp.box
60701302	2,5 cm x 10 Meter	1	120
60701305	5 cm x 10 Meter	1	60
60701310	10 cm x 10 Meter	1	36
60701315	15 cm x 10 Meter	1	24
60701320	20 cm x 10 Meter	1	18

Stationskasten = Mindestbestellung

Hersteller: Medioplast AB / www.medioplast.com

Verwendungszweck: Das Klebstoffvlies auf Rolle ist zur Fixierung oder als sekundäre Wundauflage vorgesehen.

Vlies-Verband mit Absorptionspad

MEDIPLAST bietet Vliesverbände mit Absorptionspad an. Das Absorptionskissen* hat eine nicht klebende Seite, die der Wunde zugewandt ist. Der Verband passt sich flexibel den Körperkonturen und Bewegungen an. Mit Vorteil bei warmen/schwitzenden Patienten anwendbar.



Die Verbände sind einzeln steril verpackt.

Vliesverband mit Absorptionspad

Art.No	Beschreibung	Absorptions-Pad	Stationskasten	Trsp.box
60701205	7,2 x 5 cm	2,3 x 4 cm	50	4500
60701206	10 x 6 cm	5 x 3,2 cm	50	1600
60701208	10 x 8 cm	5 x 4 cm	50	1200
60701215	10 x 15 cm	5,2 x 10,5 cm	50	600
60701220	10 x 20 cm	5,3 x 15,5 cm	30	360
60701225	10 x 25 cm	5 x 20 cm	30	360
60701230	10 x 30 cm	5,5 x 25 cm	30	360
60701235	10 x 35 cm	5,5 x 30 cm	30	360

Stationskasten = Mindestbestellung

Hersteller: Medioplast AB / www.medioplast.com

*Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-1 Aspects of absorbency
EN 13726-2 MVTR

Verwendungszweck: Der selbstklebende Vliesverband mit Pad ist als primärer Wundversorgungsverband zur Aufnahme kleiner Mengen Exsudat gedacht.

Film-Dressing auf Rolle

MEDIPLAST bietet transparente Folienverbände auf Rolle an. Zuschneidbar und nach Körperkonturen formbar. Die Elastizität ermöglicht Bewegung, ohne die Haut zu verletzen. Die Verbände haben eine bakterielle Barriere*, sind wasserabweisend*, so dass der Patient baden oder duschen kann, und sie sind semipermeabel*, so dass die Haut atmen kann. Das Produkt ist unsteril und sollte nicht auf geschädigter Haut, offenen Wunden oder intravenösen Eintritten verwendet werden.

Die Rolle ist einzeln in einer Spenderbox verpackt.



Film-Dressing auf Rolle

Art.No	Beschreibung	Stationskasten	Trsp.box
60701005	5 cm x 10 Meter	1	48
60701010	10 cm x 10 Meter	1	24
60701015	15 cm x 10 Meter	1	24

Stationskasten = Mindestbestellung

Hersteller: Mediplast AB / www.mediplast.com

Gehen Sie wie folgt vor:
Auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Entfernen Sie das weiße Schutzpapier und tragen Sie die transparente Folie auf die Haut auf. Ziehen Sie die obere transparente Schutzfolie ab, indem Sie sie in die entgegengesetzte Richtung der Indikatorpfeile ziehen.




*Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-2 MVTR
EN 13726-3 Waterproofness
EN 13726-5 Microbial barrier

Verwendungszweck: Der Folienverband auf Rolle sollte als Sekundärverband verwendet werden, um den Primärverband abzudecken.

Film-Dressing mit Absorptionspad



MEDIPLAST bietet transparente Folienverbände mit Absorptionspad an. Die Absorptionspads sind nicht selbstklebend. Die Produkte sind sowohl mit als auch ohne Rahmen erhältlich. Die Verbände mit Rahmen sind hautfreundlich* und mit einem Papierkleber versehen, um Zeit für Wechsel und Namen zu notieren. Die Verbände haben eine bakterielle Barriere**, sind wasserabweisend**, so dass der Patient baden oder duschen kann, und sie sind halbdurchlässig**, so dass die Haut atmen kann.

Die Verbände sind einzeln steril verpackt.

*Laut:

EN ISO 10993 Biological evaluation of medical devices

**Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-1 Aspects of absorbency
EN 13726-2 MVTR
EN 13726-3 Waterproofness
EN 13726-4 Conformability
EN 13726-5 Microbial barrier
EN 13726-6 Odour control

Verwendungszweck: Die Filmverbände mit Pad sollen kleine Mengen Wundexsudat aufnehmen und als Primärverband verwendet werden.

Film-Dressing mit Absorptionspad

Art.No	Beschreibung	Absorptions-Pad	Stationskasten	Trsp.box
60701020	7 x 5 cm	4 x 2,5 cm	50	4500
60701022	6 x 10 cm	5 x 3,5 cm	50	400
60701025	10 x 12 cm	7,5 x 5 cm	50	1200
60701030	9,5 x 8,5 cm	6 x 3,5 cm	50	1200
60701035	15,5 x 8,5 cm	11 x 3,5 cm	50	600
60701040	10 x 20 cm	15,5 x 5,5 cm	30	360
60701045	10 x 25 cm	20 x 5,5 cm	30	360
60701050	10 x 30 cm	25 x 5,5 cm	30	360
60701055	10 x 35 cm	30 x 5,5 cm	30	360
Rahmensystem mit Notizband				
60701150	4 x 5 cm	2,5 x 2 cm	50	1000
60701155	6 x 7 cm	4 x 3 cm	50	1000
60701156	6 x 10 cm	6 x 2,5 cm	50	200
60701158	9 x 10 cm	6 x 4,5 cm	25	100
60701162	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	25	100
60701164	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	25	100
60701160	10 x 12 cm	6 x 4,5 cm	25	500
60701165	10 x 25 cm	20 x 4,5 cm	25	500
60701170	15 x 20 cm	10,5 x 8 cm	25	500
60701175	9 x 30 cm	25 x 4,5 cm	25	100
60701180	9 x 35 cm	30 x 4,5 cm	25	100
Stationskasten = Mindestbestellung		Hersteller: Medioplast AB / www.medioplast.com		

*Laut:

EN ISO 10993 Biological evaluation of medical devices

**Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-1 Aspects of absorbency
 EN 13726-2 MVTR
 EN 13726-3 Waterproofness
 EN 13726-4 Conformability
 EN 13726-5 Microbial barrier
 EN 13726-6 Odour control

Verwendungszweck: Die Filmverbände mit Pad sollen kleine Mengen Wundexsudat aufnehmen und als Primärverband verwendet werden.

Film Dressing

MEDIPLAST bietet transparente Folienverbände an. Die Produkte sind sowohl mit als auch ohne Rahmen erhältlich. Die Verbände mit Rahmen sind hautfreundlich* und mit einem Papierkleber versehen, um Zeit für Wechsel und Namen zu notieren. Die Verbände haben eine bakterielle Barriere**, sind wasserabweisend**, so dass der Patient baden oder duschen kann, und sie sind halbdurchlässig*, so dass die Haut atmen kann.



Die Verbände sind einzeln steril verpackt.

Film Dessing

Art.No	Beschreibung	Stationskasten	Trsp.box
60701060	7 x 5 cm	50	4500
60701065	10 x 12 cm	50	1200
60701070	9,5 x 8,5 cm	50	1200
60701075	15,5 x 8,5 cm	50	600
60701080	10 x 20 cm	50	600
60701085	10 x 25 cm	50	600
60701090	10 x 30 cm	50	600
60701095	10 x 35 cm	20	160
60701145	20 x 30 cm	50	600
	Rahmensystem mit Notizband		
60701120	4 x 5 cm	100	2000
60701125	6 x 7 cm	100	2000
60701128	9 x 10 cm	50	1000
60701130	10 x 12 cm	50	800
60701135	10 x 25 cm	30	300
60701140	15 x 20 cm	30	300
Stationskasten = Mindestbestellung		Hersteller: Medioplast AB / www.mediplast.com	

*Laut:


EN ISO 10993 Biological evaluation of medical devices

**Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-2 MVTR
 EN 13726-3 Waterproofness
 EN 13726-4 Conformability
 EN 13726-5 Microbial barrier
 EN 13726-6 Odour control

Verwendungszweck: Der Filmverband sollte als Sekundärverband verwendet werden, um den Primärverband abzudecken.

Nahtstreifen Wundverschluss



MEDIPLAST bietet hautfreundliche* elastische Nahtstreifen in Beige und verstärkte Nahtstreifen in Weiß. Das Material besteht aus porösem Vlies und ist halbdurchlässig, so dass die Haut atmen kann**.

Die Streifen werden in einer sterilen Peel-Packung geliefert.

*Laut:

EN ISO 10993 Biological evaluation of medical devices

**Die Produkte werden nach folgender Norm getestet:

EN 13726-2 MVTR


Nahtstreifen-Wundverschluss

Beige
elastisch

Weiß
verstärkt

Art.No	Art.No	Beschreibung	Streifen/ Laken	Streifen/ Innerbox	Streifen/ St.Kasten	Streifen/ Trsp.box
60701900	60701910	12 x 50 mm	3	150	600	2400
60701901	60701911	3 x 75 mm	5	250	1000	4000
60701902	60701912	6 x 38 mm	6	300	1200	4800
60701903	60701913	6 x 75 mm	3	150	600	2400
60701904	60701914	6 x 100 mm	10	500	2000	8000
60701905	60701915	13 x 100 mm	6	300	1200	4800
60701906	60701916	25 x 125 mm	4	200	800	3200
60701907	60701917	25 x 102 mm	4	200	800	3200

Innerbox = Mindestbestellung Hersteller: Medioplast AB / www.medioplast.com



Verwendungszweck: Die Hautverschlüsse sind für den primären und sekundären Wundverschluss, für die Fixierung von Hauttransplantaten, als Stütze für intrakutane Nähte und als Ersatz für Hautnähte nach subkutanen Nähten bestimmt.

Abstrich vor der Injektion

MEDIPLAST bietet einen Pre-Injection Tupfer aus einem ungebleichten Material auf Zellulosebasis an.

Das Produkt wird unsteril geliefert.



Abstrich vor der Injektion

Art.No	Beschreibung	Stationskasten	Trsp.box
60615003	4 x 5,5 cm	250	18000

Transport box = Mindestbestellung

Vaginalschwämme

MEDIPLAST bietet Vaginalschwamm auf Nadel, sauber verpackt in einer Plastiktüte. Vaginalschwamm mit Faden, einzeln verpackt in einem Blister.

Der 32-fädige Schwamm besteht aus 100% Baumwolle.

Der Vaginalschwamm auf dem Stift wird unsteril geliefert. Der Vaginalschwamm mit Schnur wird steril geliefert.



Vaginalschwämme

Art.No	Beschreibung	Stationskasten	Trsp.box
608000V	Schwamm auf einem Holzstab	25	500
6043578	Schwamm am Faden, Steril	15	600

Stationskasten = Mindestbestellung Hersteller: Mediplast AB / www.mediplast.com

Verwendungszweck: Die Vaginalschwämme auf Nadel und mit Schnur dienen zum Abwischen und Aufsaugen von Blut und Körperflüssigkeit bei vaginalen Untersuchungen und Eingriffen.

Schaum-Verband mit Silikon

Schaumverband mit Silikon - selbstklebende und hautfreundliche Schaumverbände mit Silikon zur effektiven Aufnahme von Wundexsudat aus mäßig bis stark exsudierenden Wunden.

Benefits:

- Reduziert Schmerzen und das Risiko von Gewebeschäden beim Verbandswechsel**
- Flexibel und einfach anzuwenden
- Zuschneidbar
- Funktioniert unter Komprimierung*
- Atmungsaktiv und absorbiert überschüssiges Exsudat*
- Die äußere Schicht aus PU-Folie bietet eine wirksame Barriere gegen Bakterien* und hilft, ein feuchtes Milieu für die Wundheilung zu schaffen
- Sanft zur umgebenden Haut
- Kann bis zu 7 Tage an Ort und Stelle bleiben abhängig vom Zustand der Wunde
- Die Verbände sind einzeln steril

*Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-1 Aspects of absorbency
EN 13726-2 MVTR
EN 13726-3 Waterproofness
EN 1644-2 Liquide absorptive retention
YY-T 0471.5-2017 (gleichwertig 13726-5) Microbial barrier

**Annals of Burns and Fire Disasters - vol. XXXII - n. 3 - September 2019
SCHMERZLINDERUNG AN SPALTGEWEBE-SPENDERSTELLEN MIT SILIKONVERBÄNDEN IM VERGLEICH ZU VASELINE-MULL-VERBÄNDEN
Akhoondinasab M-R,1 Karimi H,* Sheikhezadeh S,1 Saberi M.2

Schaum-Verband mit Silikon

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
60702201	5 x 5 cm	10/200
60702202	10 x 10 cm	10/200
60702203	10 x 12 cm	10/200
60702205	15 x 15 cm	10/200
60702206	20 x 20 cm	10/100
60702204	10 x 20 cm	10/200
60702207	20 x 51 cm	5/25
60702208H	12 x 19 cm, heel	10/200
Stationskasten = Mindestbestellung		Hersteller: Medioplast AB / www.mediplast.com



Verwendungszweck: Die Schaumverbände mit Silikon sind als primäre Wundauflage zur Behandlung von Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudat gedacht und sorgen für eine sanfte Haftung auf der umgebenden Haut.

Schaum-Verband mit Silikon und Rand

*Die Produkte werden nach den folgenden Normen getestet:

EN 13726-1 Aspects of absorbency
EN 13726-2 MVTR
EN 13726-3 Waterproofness
EN 1644-2 Liquide absorptive retention
YY-T 0471.5-2017 (gleichwertig 13726-5) Microbial barrier

**Annals of Burns and Fire Disasters - vol. XXXII - n.
3 - September 2019
SCHMERZLINDERUNG AN SPALTGEWEBE-SPENDERSTELLEN MIT SILIKONVERBÄNDEN IM VERGLEICH ZU VASELINE-MULLVERBÄNDEN
Akhoondinasab M-R.,1 Karimi H.,* Sheikhezadeh S.,1 Saberi M.2

Schaumverband mit Silikon und Kleberand - selbstklebende Schaumverbände mit Superabsorbent zur effektiven Absorption von Wundexsudat aus stark exsudierenden Wunden.

Benefits:

- Reduziert Schmerzen und das Risiko von Gewebeschäden beim Verbandswechsel**
- Flexibel und einfach anzuwenden
- Funktioniert unter Komprimierung*
- Atmungsaktiv und absorbiert überschüssiges Exsudat *
- Die äußere Schicht aus PU-Folie bietet eine wirksame Barriere gegen Bakterien* und hilft, ein feuchtes Milieu für die Wundheilung zu schaffen
- Sanft zur umgebenden Haut
- Kann bis zu 7 Tage an Ort und Stelle bleiben abhängig vom Zustand der Wunde
- Die Verbände sind einzeln steril

Schaum-Verband mit Silikon und Rand

Art.No	Beschreibung dsfsdf	Absorptions-Pad	Stat.Kasten/Trsp.box
60702210	7,5 x 7,5 cm	5x5 cm	10/200
60702211	10 x 10 cm	6,5x6,5 cm	10/200
60702209	12,5 x 12,5 cm	9x9 cm	10/200
60702212	15 x 15 cm	11,5x11,5 cm	10/200
60702213	15 x 20 cm	11,5x16,5 cm	10/100
60702214	10 x 20 cm	6,5x16,5 cm	10/200
60702215	10 x 25 cm	6,5x21,5 cm	10/100
60702216	10 x 30 cm	6,5x26,5 cm	10/100
60702217S	18 x 17 cm, sacrum	13x12 cm	10/100
60702218S	23 x 22,5 cm, sacrum	17,5x16 cm	10/100
60702219S	15 x 15 cm, sacrum	10x10 cm	10/100
60702220H	18,5 x 24 cm, heel	10x13 cm	10/100
Stationskasten = Mindestbestellung		Hersteller: Medioplast AB / www.medioplast.com	



Verwendungszweck: Die Schaumverbände mit Silikon sind als primäre Wundaufgabe zur Behandlung von Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudat gedacht und sorgen für eine sanfte Haftung auf der umgebenden Haut.

Schaum-Verband nicht klebend

Nicht haftender Schaumverband zur effektiven Aufnahme von Wundexsudat bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden.

Benefits:

- Flexibel und einfach anzuwenden
- Zuschneidbar
- Funktioniert unter Komprimierung*
- Atmungsaktiv und absorbiert überschüssiges Exsudat*
- Die äußere Schicht aus PU-Folie bietet eine wirksame Barriere gegen Bakterien* und hilft, ein feuchtes Milieu für die Wundheilung zu schaffen
- Sanft zur umgebenden Haut
- Kann bis zu 7 Tage an Ort und Stelle bleiben (je nach Zustand der Wunde)
- Die Verbände sind einzeln steril

Schaum-Verband nicht klebend

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
60702221	5 x 5 cm	10/200
60702222	10 x 10 cm	10/200
60702224	15 x 15 cm	10/200
60702225	20 x 20 cm	10/100
60702223	10 x 20 cm	10/200
60702226T	9 x 9 cm, tracheal	10/200

Stationskasten = Mindestbestellung Hersteller: Medioplast AB / www.medioplast.com



*Die Produkte werden nach folgenden Kriterien getestet:
Normen:

EN 13726-1 Aspects of absorbency
EN 13726-2 MVTR
EN 13726-3 Waterproofness
EN 1644-2 Liquide absorptive retention
YY-T 0471.5-2017 (equivalent to 13726-5) Microbial barrier


Verwendungszweck: Die Schaumverbände sind als primäre Wundauflage zur Behandlung von Wunden mit mäßigem bis starkem Exsudat gedacht und sorgen für eine sanfte Haftung auf der umgebenden Haut.

Transparente IV-Fixierung

MEDIPLAST kann intravenöse Fixationsverbände anbieten. Die transparente Folie ermöglicht die Inspektion der Nadeleintrittsstelle und das Rahmensystem ermöglicht eine einfache Handhabung und Anwendung. Die Verbände sind mit hypoallergenem Klebstoff* versehen, um das Risiko von Hautreizungen zu minimieren. Die transparente Folie hat eine bakterielle Barriere**, sie ist wasserabweisend** und semipermeabel**, was die Haut atmen lässt.


IV-Fixierung 5 x 5,7 cm - für Kinder geeignet

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
60702101	Rahmensystem, tiefer Schlitz und Fixierband.	100/3000




IV-Fixierung 10 x 12 cm

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
60702103	Rahmensystem, tiefer Schlitz und Fixierband.	100/1200




IV-Fixierung 7 x 8,5 / 8,5 x 10,5 cm

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
60702102	7 x 8,5 cm Rahmensystem, tiefer Schlitz und Fixierband.	100/1800
60702107	8,5 x 10,5 cm Rahmensystem und tiefer Schlitz	100/1600




IV-Fixierung 8,5 x 11,5 / 10 x 15,5 / 7 x 9 cm

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
	Rahmensystem, tiefer Schlitz und Fixierband. Nicht klebende Griffe für einfache Handhabung.	
60702104	8,5 x 11,5 cm	50/1200
60702105	10 x 15,5 cm	50/800
60702108	7 x 9 cm	50/1200



IV-Fixierung 6 x 7 cm

Art.No	Beschreibung	Stat.Kasten/Trsp.box
60702106	Rahmensystem und kleiner Schlitz	100/2400



Die Verbände sind einzeln steril

Stationskasten = Mindestbestellung
 Hersteller:
 Medioplast AB / www.medioplast.com

*Laut:

EN ISO 10993 Biological evaluation of medical devices

**Die Produkte sind getestet nach folgenden Normen:

EN 13726-2, MVTR
 EN 13726-3, Waterproofness
 EN 13726-4 Conformability
 EN 13726-5 Microbial barrier
 EN 13726-6 Odour control*

Verwendungszweck: Die Fixationen sind für die Fixierung von peripheren und zentralen Kathetern vorgesehen und stellen eine mikrobiologische Barriere für die Insertionsstelle dar.



Medioplast ist an Ihrer Seite, immer bereit, innovative Lösungen und Erkenntnisse zu liefern, die auf echter medizinischer Erfahrung basieren.

Die Arbeit im Gesundheitswesen ist ein anspruchsvoller, aber erfüllender Job. Bei Medioplast stehen wir in täglichem Kontakt mit engagierten medizinischen Fachkräften, die ihr Möglichstes tun, um eine bessere und sicherere Versorgung zu gewährleisten. In den heutigen dynamischen Gesundheitssystemen gibt es höhere Erwartungen an die Gesundheitsdienstleister, sich ständig anzupassen und mehr Patienten in kürzerer Zeit und mit weniger Ressourcen zu behandeln. Medioplast steht Ihnen im Gesundheitswesen zur Seite und erleichtert Ihnen Ihre täglichen Herausforderungen.



Wir glauben an eine enge und transparente Zusammenarbeit zwischen Medioplast und den Gesundheitsdienstleistern. Durch die Präsenz in verschiedenen Pflegeumgebungen sind wir in der Lage, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, Sie kontinuierlich zu unterstützen und Ihre Anforderungen zu verstehen. Durch ein hohes Maß an medizinischer Professionalität liefert Medioplast effiziente und qualitativ hochwertige Lösungen, die letztendlich Ihren Patienten die bestmögliche Versorgung bieten.